



ESFIGMOMANÔMETRO MANDAUS II MD®

aferições digitais feitas à mão



Speed Control

Aneróide verdadeiramente sem mecanismos,
resistente a quedas e com controle de deflação



ESFIGMOMANÔMETRO MANDAUSS II MD®

aferições digitais feitas à mão



- Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio e sem engrenagens
- Pera de inflação isenta de látex e válvula metálica de deflação operadas manualmente
- Método de medição auscultatório, utiliza estetoscópio (não incluso)
- Intervalo de medição: Pressão 0-300 mmHg
- Em conformidade com os padrões exigidos pela AAMI
- Validado para uso clínico profissional pelo INMETRO e ESH
- Resistente a quedas de até 1,50 metro de altura, não quebra e não perde a calibração
- Anel de borracha para melhor proteção do manômetro
- Compatível com as principais marcas de braçadeiras do mercado
- Conector para troca rápida das braçadeiras
- Braçadeiras disponíveis para diferentes tamanhos de pacientes
- Visor com retroiluminação para facilitar a leitura, mesmo em variadas condições de luz
- Portátil e leve, pesa menos que 90g
- Acessórios isentos de látex (antialérgicos)
- Acompanha prático estojo para transporte



- Manômetro gira 360° para melhor visualização em qualquer ângulo
- Manômetro com clipe para fácil posicionamento na braçadeira



INMETRO
aprovado



BHS A/A graded
aprovado



ESH
aprovado



Fabricado por:
Rossmax International Ltd.
Taiwan



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
Curitiba - Paraná - Brasil
ANVISA: 80070219016

