

ECG BELT

Eletrodos de ECG Precordiais
MD Adulto Tipo Cinto
com Extensor



POSSIBILITA REDUÇÃO DE CUSTOS, MAIOR CONFORTO
AO PACIENTE E SEGURANÇA DURANTE O EXAME

O Eletrodo de ECG Precordial MD Adulto Tipo Cinto com Extensor ECG Belt oferece diversos benefícios significativos:


Conforto e facilidade de uso: O design do cinto com extensor permite que o eletrodo seja facilmente ajustado ao redor do tórax do paciente, proporcionando conforto durante o exame de ECG.

Fixação segura: O cinto é projetado para garantir uma fixação segura dos eletrodos precordiais no lugar adequado do tórax, garantindo a qualidade dos sinais elétricos captados durante o exame.

Posicionamento preciso dos eletrodos: O uso do cinto com extensor facilita o posicionamento correto dos eletrodos precordiais, melhorando a precisão do registro do ECG e minimizando possíveis interferências e artefatos.

Redução de interferências elétricas: O ECG Belt ajuda a minimizar a interferência de ruídos elétricos, proporcionando uma melhor qualidade de sinal durante o exame de ECG.

Economia de tempo: A fixação rápida e fácil dos eletrodos com o cinto reduz o tempo necessário para preparar o paciente para o exame de ECG, aumentando a eficiência e agilidade no processo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Universal, compatível com todas as marcas de ECG de 12 derivações.
- Simples e fácil aplicação.
- Não utiliza gel, não necessita depilação e não adesivo.
- Design anatômico e confortável.
- Reutilizável, fabricado em silicone macio e durável.
- Utilizado para exames de ECG em repouso.
- Ajustável para diferentes formatos e tamanhos corporais.
- Disponível nos modelos adulto e pediátrico.

