


OMNI *Vet*

O PRIMEIRO
OTOSCÓPIO LED
COM DESIGN VET.



O Otoscópio Veterinário LED OMNI VET possui lente inovadora que permite melhor distância focal com espéculos longos, independente do tamanho do canal auditivo, a visão obtida é nítida e sem distorções.

OTOSCÓPIO VETERINÁRIO LED **OMNI** *Vet*



LENTE INOVADORA

Melhor distância focal para espelhos longos. Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes.

ILUMINAÇÃO LED

Excelente intensidade luminosa de 50.000 Lux, com vida útil de 50.000 horas.

FIBRA ÓPTICA

Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.

CONEXÃO

Conexão para pera* de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica.
*vendida separadamente

ESPÉCULOS LONGOS

Desenhados para a prática veterinária.

AÇO INOX

Cabeça em aço inox e ABS.

Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado.

Proporciona maior durabilidade, resistente a impactos e corrosões.

MOBILIDADE

Acompanha estojo rígido para acondicionamento e melhor proteção.

PRATICIDADE

Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.



ACOMPANHA:

Otoscópio LED OMNI VET

Espelhos Reutilizáveis:

- 1 espelho 4.0mm
- 1 espelho 6.0mm
- 1 espelho 9.0mm

Estojo Rígido com Divisórias.