

OFTALMOSCÓPIO DIGITAL **EyeScope** *Net*

Seu novo oftalmoscópio digital, portátil e com design prático.



Observe através da câmera de qualquer smartphone as estruturas do fundo de olho, registre, salve e compartilhe as imagens e vídeos.

Nunca foi só um oftalmoscópio!

Um instrumento acessível que oferece um impressionante campo de visão. Com a nitidez necessária pode diagnosticar hemorragia conjuntival e de retina, catarata, glaucoma, diabetes e doenças hepáticas.

Pensado para otimizar sua rotina de atendimentos.

- 1 Lente Objetiva
- 2 Lente Ocular
- 3 Botão rotativo para ajuste do Filtro
- 4 Botão rotativo para ajuste do Foco
- 5 Botão rotativo para ajuste da Intensidade da Iluminação
- 6 Entrada para carregamento da bateria
- 7 LED indicador da carga da bateria
- 8 Borracha de Proteção
- 9 Suporte Smartphone



CARACTERÍSTICAS

- Mesmo com tantos recursos disponíveis, 48 horas de **autonomia de bateria**.
- Dê asas para suas **conexões**: veja, grave e compartilhe exames.
- **Iluminação de LED** reproduz tons reais do tecido expandindo o olhar clínico para os detalhes mais sutis.
- Através de qualquer smartphone, capture **imagens digitais** ampliadas em um nível mais profundo e de impressionante aparência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Campo de visualização 15° a 38° de amplitude
- Diâmetro mínimo da pupila de 4mm.
- Ajuste da dioptria da lente de -20D a +20D.
- Pode ser utilizado por examinador usuário de óculos de grau.
- Permite visualização direta através da lente ocular.
- Filtros livre de vermelho e azul cobalto.
- Anel de iluminação através de LED.
- Adaptador ajustável para diversos modelos de smartphones (não acompanha smartphone).
- Alimentação por bateria de íon lítio recarregável, entrada micro USB para carregamento.
- Bateria recarregável com autonomia de 48 horas de uso contínuo.
- Compatibilidade com todos os smartphones.